

# 鲑鱼精 DNA 溶液

产品编号: F-0192

规格: 1 ml

储存: 密封-20°C

## 产品简介

本产品是从鲑鱼的精子中提取的 DNA 经过抽提、断裂、纯化后制备的溶液，浓度为 10 mg/ml。经过热变性处理的单链鲑鱼精 DNA 可应用于 Southern blot、Northern blot、CISH、FISH 等实验中标本的预杂交处理，以降低非特异性的杂交。

本产品使用前应在沸水浴中变性 5 分钟后于冰浴中冷却。

## 包装清单

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
F-0192	鲑鱼精 DNA 溶液	1 ml	1	密封 -20°C
--	说明书	1 份		

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

广州市外显子生物技术有限公司

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 1 栋 308 室

技术支持: QQ 2251645850 订购: QQ 1050304988

咨询: E-mail: focobio@126.com; exonlab@qq.com; Tel: 86-020-89895006